

QuickSleeper⁵

Mnenja uporabnikov o QuickSleeper 5

"QuickSleeper omogoča **takojšnje nebolečo in neprimerljivo anestezijo**, kar je pozitivna **promocija za mojo ordinacijo in ji omogoča rast** tudi v teh težkih časih."

Dr. Andrew JOHNSON (Velika Britanija)

"QuickSleeper mi omogoča **hitrejše delo** in strah pred neučinkovito anestezijo je izginil. Za moje paciente je anestezija s QuickSleeper **bolj udobna med postopkom in tudi po posegu**. To je mnogim mojim **pacientom zmanjšalo stres** povezan z zobozdravniškim posegom."
Dentist Sofie DE TURCK (Belgija)

"S QuickSleeper prihranim mnogo časa, kar **mi omogoča z lahkoto sprejeti dodatna 1-2 pacienta na dan**. Utrjuje se zaupanje pacientov, brez strahu prihajajo k zobozdravniku. Nisem vznemirjen, ko delam invazivne posege (endodontija, globoki kariesi, zelo občutljive zobne erozije, odstranjevanje subgingivalnega kamna,...) ali pri občutljivih pacientih. Še nekaj je, kar se ne da izmeriti: **zaupanje pacientov, udobje, itd.**"

Dr. Patrick FELDSTEIN (Francija)



Vodilni v dentalni anesteziji

Dental Hi Tec ima **več kot 20 let izkušenj na področju intraosalne anestezije**, je sinonim za znanje in zanesljivost.

QuickSleeper je rezultat neprekinjenih stikov z zobozdravniki in univerzami po vsem svetu, Cilj je zagotoviti učinkovito rešitev za dentalno anestezijo.

DENTAL HI TEC

Vodilni v dentalni anesteziji

ZI de l'Appentière - 49280 Mazières en Mauges
FRANCIJA

Tel: +33 241 560 590 - Fax: +33 241 561 615
export@dentalhitec.com



Vaš lokalni zastopnik

DENTAL MARKET d.o.o.
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 30
E-mail info@dentalmarket.si

www.dentalmarket.si

Z osteocentralno anestezijo in QuickSleeper 5 ni spodletelih poskusov, ni čakanja, ni gluhosti kože, ni bolečine. Uživate v vašem delu in dvignite donosnost!



Ena osteocentralna anestezija : opravljeni trije posegi

Osteocentralna injekcija (1/4 ampule)



Osteocentralna injekcija (3/4 ampule)

Injiciranje ene ampule med zoba 31/41 vam omogoča izvesti v enem obisku:

- koreninsko zdravljenje zoba 34,
- odstranitev kariesa na zobu 43,
- subgingivalno odstranitev trdih oblog v interkaninim sektorju.

V enem obisku lahko oskrbite kavitete na zobeh 35 in 37 ter koreninsko zdravljenje zoba 15.

Anestezije so enostavne, takojšnje, učinkovite. Vaš pacient nima občutka gluhosti kože na obrazu in se lahko vrne v službo, oziroma nadaljuje z opraski.

QuickSleeper⁵



QuickSleeper⁵

BOLJ PRIJAZNA IN BOLJ UČINKOVITA ANESTEZIJA

DENTAL HI TEC

Vodilni v dentalni anesteziji

PREDNOSTI OSTEOCENTRALNE ANESTEZIJE S QUICKSLEEPER 5

Najbolj učinkovita tehnika...

Osteocentralna anestezija je **intraosalna anestezija** z injiciranjem v neposredno bližino apeksov.

Ko apliciramo anestetik centralno v spongiozno kost, dosežemo učinkovitost, ki daleč presega katerokoli drugo tehniko anestezije. Količina injiciranega anestetika določa, koliko zob bo anesteziranih, trajanje ter moč anestezije.

Tehnika Izvedena s QuickSleeper 5, je izjemno preprosta, neboleča, učinek je viden takoj.

Maksimalna učinkovitost za spodnje kočnike

Anestezija je **takojšnja, brez neuspehov in brez gluhosti kože**. Celo na kočnikih s pulpitisom.

Več udobja za vaše paciente

Anestezije so **neboleče in brez gluhosti kože**.

Nič več dodatnih injekcij z jezične ali nebne strani, celo za ekstrakcije.

Nič pooperativnih stranskih učinkov

(bolečine v parodontalnem ligamentu, nekroze,...).

Bolj udobno za vas

Delajte **brez stresa**, brez naprezanja mišic, brez ukrivljanja igel ali uhajanja anestetika v usta.

Z eno samo injekcijo je možno anestezirati do 6 zob.

Primerno za otroke

Izvajajte neboleče anestezije, brez nevarnosti za grizenje ustnic.

Bolj donosno

Nič čakanja, nič gluhosti kože, **delo v več različnih sektorjih hkrati** (v istem obisku).

Zmanjša število obiskov.

QUICKSLEEPER, UNIVERZALEN SISTEM ZA VSE ANESTEZIJE

Zahvaljujoč držanju med prsti, elektronskemu injiciranju in učinkovitim DHT iglam, QuickSleeper izvede vse tehnike anestezije z veliko večjo natančnostjo in udobjem. Zamenjajte vse vaše injekcije z visoko učinkovitim sistemom.



EDINSTVEN SISTEM ZA BOLJŠE ANESTEZIJE

QuickSleeper je elektronski svinčnik, ki prinaša višjo učinkovitost in udobje pri vseh vaših anestezijah...

Opremljen z DHT iglami

Needles



QuickSleeper 5, inovativna tehnologija

Elektronsko kontrolirano injiciranje za maksimalno udobje.

Trije načini (počasni, hitri, intraosalni) za izvedbo vseh tipov anestezij z najboljšimi pogoji.

Vrtenje igle omogoča enostavno prodiranje skozi kortikalno kost, da se hitro in enostavno doseže osteocentralna anestezija in vse njene prednosti.

Ročni inštrument je oblikovan kot svinčnik, s katerim se elegantno nadzira gibanje igle. Krmiljenje je preko **brežžičnega, brez baterijskega nožnega pedala**, s katerim je možna maksimalna natančnost in kontrola.

DHT igle s svojim specifičnim patentiranim poševnim odrezom zagotavljajo nebolečo anestezijo prirasle dlesni in enostavno perforacijo kortikalne kosti.

QuickSleeper 5 vključuje 2-letno garancijo za dele in delovanje. Motor ima garancijo za 5000 anestezij.

Injicirana količina se lahko vidna na ročnem inštrumentu - držalu.

Stojalo za ročni inštrument, ki prepreči morebitno predrtje z iglo.

Nastavki se lahko avtoklavirajo (134°C/275°F). Ni dodatnih stroškov za uporabo.

Vaše anestezije so učinkovite v prvo, porabite manj igel, prihranite čas in zmanjšate število obiskov.

QuickSleeper je pomembno sredstvo za učinkovito in mirno delo v vaši ordinaciji. Povečuje se vaša donosnost.

GARANCIJA
5000
anestezij
NA MOTOR ZA



Vse informacije dobite s skeniranjem QR kode s pametnim telefonom / tablico.



UČINKOVITOST IN MIRNOST PRI VSEH VAŠIH ANESTEZIJAH S QUICKSLEEPER 5