

Rešitev

Needles

DHT

DHT igle

neboleče
učinkovite



DENTAL HI TEC

Vodilni v dentalni anesteziji

Mislili ste, da so vse igle enake!

Needles^{DHT} DHT igle: igle, ki režejo...

DHT igle so specialne in patentirane.

Njihov specifični poševni odrez zagotavlja odločen rez, podoben tistemu z rezilom skalpela. Tkiva niso več pretrgana ampak zarezana.

Njihova specifična oznaka na plastičnem ovoju omogoča primerno **orientacijo igle za minimalno globino prodiranja**, za priraslo sluznico, infiltracijo in nežno sluznico. Anestezije postanejo neboleče!

Taka igla prodira globlje in ostreje. **Intraligamentarne in intraseptalne anestezije so hitrejše in bolj učinkovite.**

DHT igle so izdelane iz silikoniziranega nerjavečega jekla, ki skozi tkiva drsi brez napora.

DHT igle so kompatibilne z vsemi injekcijami: ročnimi injekcijami, pištolami, elektronskimi sistemi.

Izbor treh igel za vse vaše potrebe

Needles ^{DHT}	30G - 16 mm	30G - 9 mm	27G - 16 mm
	ø 0,30 mm Bela	ø 0,30 mm Zelena	ø 0,40 mm Rumena
Osteocentralna za odrasle	X		X
Osteocentralna za otroke		X	
Transkortikalna			X
Infiltracijska (prosta sluznica)	X		
Infiltracijska (prirasla sluznica)	X	X	X
Intraseptalna		X	
Intraligamentarna		X	
Palatalna	X	X	



Standardna igla ne reže skozi tkiva, ampak jih trga.

DHT igla reže tkiva, prodiranje je lažje in neboleče.



DENTAL HI TEC

Vodilni v dentalni anesteziji

ZI de l'Appentière - 49280 Mazières en Mauges · FRANCIJA
Tel: +33 241 560 590 - Fax: +33 241 561 615
export@dentalhitec.com

Vaš lokalni zastopnik

**DENTAL
MARKET** d.o.o.

Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 30
E-mail info@dentalmarket.si

www.dentalmarket.si